

Bleu Trypan et recommandations d'utilisation

Un incident de contamination d'un flacon de Bleu Trypan (100 ml) et de greffons cornéens par un germe dénommé burkholderia cepacia ou pseudomonas cepacia conduit l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) à recommander aux banques de tissu l'utilisation d'un flacon de Bleu Trypan d'un volume adapté à un usage quotidien (quelques ml) voire l'usage unique et dans les meilleures conditions d'asepsie. Le Bleu Trypan est largement utilisé dans les banques de tissu pour le contrôle de la qualité endothéliale des greffons cornéens.

L'enquête de biovigilance a conclu à une vraisemblable contamination secondaire du flacon lors des procédures de conservation des greffons.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle.

Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>