



21 novembre 2002

Alerte relative à des cuves Sevoflurane 953 QUICK FIL référence 6471341 de la société Siemens Medical Solutions

Alerte n° : DM 02/C 06

La société Siemens Medical Solutions souhaite diffuser une alerte relative aux cuves Sevoflurane 953 QUICK FIL référence 6471341 utilisées avec les appareils d'anesthésie de type Servo Ventilateur 900 en raison d'un **risque possible de fuite au niveau du bouchon de remplissage** de ces cuves (vieillesse des joints en polyeten). Pour cette raison, un nouveau type de joint à base de santoprène a été développé.

Cette alerte est diffusée aux établissements de santé (directeurs d'hôpitaux et correspondants de matériovigilance) par le système Viafax.

Si vous êtes utilisateurs de ce type de cuve, vous devez contacter le centre d'Appel National Siemens au **0 820 32 44 90**.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>