



28 octobre 2002

## Retrait de ballonnets latex XRAY de la société BALT

La société **BALT retire du marché**, par mesure de précaution, les **ballonnets latex XRAY** référence BAL1XRAY, BAL2XRAY et BAL3XRAY (tous les lots) suite au vieillissement prématuré du latex risquant de se déchirer lors des gonflages successifs du ballonnet et de libérer la bille de tungstène.

Ces ballonnets sont destinés à l'embolisation des malformations artério - veineuses et des anévrismes dans les territoires neurologiques et périphériques.

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

<http://www.hosmat.fr>