



30 juin 2005

## **Information concernant des défibrillateurs externes Lifepak 20 version logiciel de la société Medtronic**

En accord avec l'AFSSAPS, la société Medtronic a informé le 28/06/2005 les utilisateurs de certains défibrillateurs externes Lifepak 20 possédant la version 28 du logiciel de la mise en place d'une action corrective suite à l'identification d'un risque d'absence d'analyse et de traitement du patient en cas d'alarme d'absence secteur.

Les établissements de santé concernés par cette information, en France, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance, pour diffusion aux services concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

---

**Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.**

---

site - <http://www.hosmat.fr>