



3 octobre 2006

Retrait de lots d'absorbants Compact Medisorb de la société GE Healthcare Clinical Systems.

La société GE Healthcare Clinical Systems a retiré du marché le 29 septembre 2006 les lots des références précisés en annexe du dispositif médical dénommé absorbants Compact Medisorb utilisés sur les stations d'anesthésie ADU GE Healthcare suite à une résistance interne accrue au passage du gaz pouvant être à l'origine d'une hypoventilation et d'une hypoxie du patient. Aucun cas n' a été rapporté en France.

La société a prévenu directement les destinataires des lots incriminés à l'aide du message validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Les autorités compétentes européennes concernées sont informées de cette mesure par le fabricant.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>