



4 octobre 2006

Informations importantes concernant les lève-malades Flamingo - Invacare

En accord avec l'AFSSAPS, la société Invacare a informé le 3/10/2006 les utilisateurs de lève-malades Flamingo d'un risque de rupture du système d'attache du fléau.

Le fabricant a envoyé le courrier à ses distributeurs, qui l'adresseront aux clients concernés.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informés de cette mesure par l'AFSSAPS.

Code nomenclature : 54205

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>