



17 mars 2006

Rappel de détenteurs HOSPISTAR et PF3 - AGA Médical

La société AGA Médical procède au rappel des détenteurs HOSPISTAR et PF3 équipés de raccords types D ou L dont les désignations et numéros de série sont précisés en [annexe](#).

Cette décision fait suite à l'information diffusée le 28 février 2006 relative à la possibilité que ces détenteurs ne puissent être connectés manuellement sur le robinet d'une bouteille, ce qui rendrait impossible la délivrance de gaz.

La société a prévenu directement les destinataires des dispositifs incriminés à l'aide du message [ci-joint](#) validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>