



28 février 2006

Information sur les détendeurs HOSPISTAR et PF3 - AGA Médical

La société AGA Médical procède à l'information des utilisateurs des détendeurs HOSPISTAR et PF3 équipés de raccords types D ou L dont les désignations et numéros de série sont précisés en [annexe](#).

Cette décision fait suite à la possibilité que ces derniers ne puissent être connectés manuellement sur le robinet d'une bouteille, ce qui rendrait impossible la délivrance de gaz.

Cette mesure d'information précède un retrait du marché des détendeurs sus mentionnés programmé semaine 11.

La société a prévenu directement les destinataires des dispositifs incriminés à l'aide du message [ci-joint](#) validé par l'AFSSAPS.

Cette information s'adresse aux directeurs d'établissements de santé et aux correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion, le cas échéant aux services concernés.

Code nomenclature : 64600

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.materiovigilance.org>