



31 janvier 2006

## **Recommandations concernant les laveurs-désinfecteurs Adaptascope de la société Ethicon-ASP**

En accord avec l'AFSSAPS, la société ETHICON - ASP a informé le 30/01/2006 les utilisateurs de laveurs-désinfecteurs d'endoscopes "Adaptascope", de recommandations d'utilisation et d'une mise à jour du parc suite à des incidents concernant la non délivrance du détergent dans la cuve de l'Adaptascope.

Les établissements de santé concernés par cette action, en France, ont reçu le courrier [ci-joint](#).

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette information par l'AFSSAPS.

**Code nomenclature : 48602**

---

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

---

site - <http://www.materiovigilance.org>