



19 janvier 2006

Information sur les générateurs d'hémodialyse Integra et Innova, Hospal Cobe

En accord avec l'AFSSAPS, la société Hospal Cobe a informé, le 17 janvier 2006, les utilisateurs de générateurs d'hémodialyse Integra et Innova d'écart de poids constaté par rapport à la perte de poids programmée.

Les établissements de santé concernés en France par cette information, ont reçu le courrier à l'attention des Directeurs d'établissements de santé et correspondants locaux de matériovigilance pour diffusion aux services concernés destiné à mettre en place des actions correctives.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par le fabricant.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>