



2 juillet 2007

Information concernant les pousse-seringues Syramed μ SP6000 PCA - ARCOMED

En accord avec l'AFSSAPS, la société Arcomed a informé le 28 juin 2007 les utilisateurs de pousse-seringues PCA Syramed μ SP6000 de préconisations d'utilisation et de mesures correctives, suite à plusieurs cas rapportés de débit libre.

Les établissements de santé concernés par les recommandations, en France ont reçu le courrier à l'attention du directeur et du correspondant de matériovigilance.

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'AFSSAPS

Code nomenclature : 32401

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://www.hosmat.fr>