



2 juillet 2007

Information concernant les cassettes de pompes à perfusion Cadd - SMITHS MEDICAL

En accord avec l'AFSSAPS, la société Smiths Médical a informé le 29 juin 2007 les utilisateurs de pompes à perfusion ambulatoires Cadd de la nécessité de prise de précautions particulières dans l'utilisation de ces pompes suite à plusieurs cas de fuites rapportées au niveau de la poche interne de la cassette-réservoir.

Les prestataires et les établissements de santé concernés par ce rappel, en France ont reçu le courrier

Les autres autorités compétentes européennes ont été informées de cette mesure par l'AFSSAPS

Code nomenclature :

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

site - <http://wwwhosmat.fr>