

Objet : TEST REFLOTRON GPT réf. : 10 745 138, lot 237 177 31

Monsieur,

Notre fournisseur nous a informé que son laboratoire de contrôle a constaté que les mesures obtenues avec des échantillons étaient fausses avec certaines bandelettes du lot 237 177 31.

Ce défaut est dû à l'absence d'une partie du réactif dans certaines bandelettes. Il en résulte des valeurs très basses indépendamment de la valeur réelle de la GPT de l'échantillon.

Ceci peut conduire à des décisions médicales inappropriées en terme de diagnostic et de traitement des patients.

En conséquence, nous vous demandons donc de détruire les boîtes de ce lot en votre possession et de cesser d'utiliser ce lot.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information, et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Roche Diagnostics

2, avenue du Vercors
B.P. 59
38242 Meylan Cedex
Tél. +33 (0)4 76 76 30 00
Fax +33 (0)4 76 76 30 01

Société par Actions Simplifiée au capital de 15 965 175 euros
380 484 766 RCS Grenoble
Code APE 514 N
N° T.V.A. : FR 20 380 484 766
SIRET : 380 484 766 00031