

A l'attention des directeurs d'établissement de santé, correspondants locaux de réactio-vigilance et des responsables de laboratoire.

«Nom»  
«Contact»  
«service»  
«Adresse»  
«CP» «Ville»

Neuilly Plaisance,  
Le

**Retrait de lots défectueux d'adaptateurs pour capillaires ref. 906-018 pour analyseurs ABL 5 et BPH 5**

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de notre politique de qualité, nous vous informons que certains adaptateurs pour capillaires, référence 906-018, peuvent-être défectueux.

Conditionnement : sachets de 85 adaptateurs  
Lots concernés : du lot 041643 au lot 045124

Défectuosité signalée :

En raison d'un défaut de fabrication l'adaptateur s'ajuste mal sur le capillaire et la sonde d'aspiration

Ceci peut provoquer l'aspiration d'air, mélangé à l'échantillon, dans l'analyseur et provoquer un biais sur les résultats du paramètre pO2.

Action à prendre :

En accord avec l'Afssaps nous vous demandons de ne pas utiliser les adaptateurs référencés ci-dessus et de nous renvoyer ce courrier par fax au 01.43.09.81.41 pour que nous vous renvoyons la quantité que nous vous avons livrée, et ce sans frais.

En vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

**Dominique Taux**  
Spécialiste produits