



22 novembre 2002

Retrait de lots de capteurs Combitrans set veineux référence 5202604 et set artériel référence 5202620 de la société B.Braun Medical

La société B.Braun Medical retire du marché :

- les lots 02F04809 et 02G04809 de la référence 5202604 du dispositif dénommé capteur Combitrans set veineux
- les lots 02G22809 et 02H05809 de la référence 5202620 du dispositif dénommé capteur Combitrans set artériel

suite à la mise en évidence sur des cas isolés, de flush présentant une défectuosité de régulation de débit, ce dernier pouvant être augmenté jusqu'à 60 ml/h au lieu de 3 ml/h. Compte-tenu du nombre réduit de destinataires, le fabricant a informé ceux-ci directement.

Les données figurant dans HosmaT sont présentées uniquement pour faciliter l'accès des professionnels à l'information essentielle. Aux fins d'interprétation et d'application, seule fait foi la publication de l'AFSSAPS.

<http://www.hosmat.fr>